

Jak pečovat o přístroj Salvia

- ✓ Minimálně 1x ročně výměna baterií - baterie vybírat kvalitní (alkalické) s ochranou proti vytečení a nepoužívat nabíjecí baterie.
- ✓ Pokud je potenciometr na přístroji uvolněný anebo není možné s ním dobře nastavit citlivost bodu, pošlete přístroj ke kontrole pověřené osobě.
- ✓ Zasekávající se ručičku indikátoru v krajních polohách je možné uvolnit mírným pootočením šroubku v dolní části panelového mikro ampérmetru (malý šroubek pod ručičkou).
- ✓ Uvolněné nebo poškozené zdířky sond je nutné opravit (pověřenou osobou).
- ✓ Válcovou elektrodu a sondu s hrotem je vhodné občas ošetřit hadříkem s citrónem a solí (odstraní se oxidace).
- ✓ Misku doporučujeme pravidelně vytírat vlhčeným ubrouskem a zbavovat nečistot.
- ✓ Kontrolujte si i kvalitu vodičů na sondách a klíči, pokud jsou dráty tvrdé a neohebné, dochází často k jejich přerušení, anebo špatnému kontaktu, který vám bude bránit v kvalitním využívání přístroje (kabely nebo sondy je potřeba vyměnit).

Všechny potřebné informace k vybavení najdete na stránkách Joalis a ECC klubu.

